

容器一覧(実測値・混注可能量・口径等)

行	製品名	規格	容器	実測値	混注可能量	全満量	口径(絞り径)	備考
ア	アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」	250mg 1瓶	ガラスバイアル	—	—	—	12.5±0.25mm	
	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	250mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約107mL	約20mL	140mL	—	
	アセトキープ3G注	200mL 1袋	プラスチックバッグ	約208mL	約150mL	410mL	—	
	アセトキープ3G注	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約520mL	通気針なし:約45mL	約770mL	—	
	アセトキープ3G注	200mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約215mL	約180mL	約470mL	—	
	アセトキープ3G注	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
	エスロンB注	200mL 1袋	プラスチックバッグ	約208mL	約150mL	410mL	—	
	エスロンB注	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約520mL	通気針なし:約45mL	約770mL	—	
	エスロンB注	200mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約215mL	約180mL	約470mL	—	
	エスロンB注	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	30mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約108mL	約20mL	140mL	—	
	塩プロ1%注「小林」	1% 1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.5±0.5mm	
	塩プロ1%注「小林」	1% 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.5±0.5mm	
	塩プロ1%注「小林」	1% 5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
	オザグレルNa点滴静注20mg「IP」	1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.0±0.5mm	
	オザグレルNa点滴静注40mg「IP」	2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.0±0.5mm	
	オザグレルNa点滴静注80mg「IP」	4mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.0±0.5mm	
	オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」	4mL 1筒	シリンジ	—	—	—	—	
	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「DK」	80mg 200mL 1袋	プラスチックバッグ	204~207mL	150mL	—	—	
	オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」	80mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約108mL	約110mL	240mL	—	
オルガラン静注1250単位	1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.2±0.5mm		
カ	カシドール静注	20mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	9.0±0.5mm	
	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	1mg 1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.5±0.5mm	
	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	3mg 3mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.5±0.6mm	
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg「KCC」	1mg 50mL 1袋	プラスチックバッグ	約55mL	約70mL	140mL	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	3mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約108mL	約20mL	140mL	—	
	小林糖液5%	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約520mL	通気針なし:約45mL	約770mL	—	
	小林糖液5%	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
サ	サブピタン静注	5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
	ジギラノゲン注0.4mg	0.02% 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.8±0.5mm	
	重ソー静注7%「NS」	7% 20mL 1管	ポリエチレンアンプル(ルアーフィット)	—	—	—	約4mm	
	10%食塩注「小林」	10% 20mL 1管	ポリエチレンアンプル(広口)	—	—	—	約8mm	
	生食液NS	20mL 1管	ポリエチレンアンプル(ツイストルアー)	—	—	—	4.6mm	
	生食液NS	20mL 1管	ポリエチレンアンプル(広口)	—	—	—	約8mm	
	生食液「小林」	5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
	生理食塩液「ヒカリ」	50mL 1本	プラスチックボトル	54±2mL	通気針なし:5mL	140mL	—	

行	製品名	規格	容器	実測値	混注可能量	全満量	口径(絞り径)	備考
	生理食塩液「ヒカリ」	100mL 1本	プラスチックボトル	104±2mL	通気針なし:5mL	166mL	—	
	生理食塩液「ヒカリ」	500mL 1本	プラスチックボトル(細口開栓型)	515±5mL	—	740mL	約6mm	
	生理食塩液「ヒカリ」	500mL 1本	プラスチックボトル(広口開栓型)	515±5mL	—	740mL	約21mm	
	ソリューゲンF注	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約515mL	通気針なし:45mL	740mL	—	
	ソリューゲンF注	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
	ソリューゲンG注	200mL 1袋	プラスチックバッグ	約208mL	約150mL	410mL	—	
	ソリューゲンG注	300mL 1袋	プラスチックバッグ	約309mL	約100mL	430mL	—	
	ソリューゲンG注	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約520mL	通気針なし:約45mL	約770mL	—	
	ソリューゲンG注	200mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約215mL	約180mL	約470mL	—	
	ソリューゲンG注	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
	ソレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」	4mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約108mL	約110mL	240mL	—	
タ	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「KCC」	5mL 1管	ポリエチレンアンプル	—	—	—	約4mm	
	注射用蒸留水	5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
	注射用水	500mL 1本	プラスチックボトル(広口開栓型)	515±5mL	—	740mL	約21mm	
	注射用水	20mL 1管	ポリエチレンアンプル(ツイストルアー)	—	—	—	4.6mm	
	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	100mg 5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
	ドバミン塩酸塩点滴静注200mgキット「KCC」	0.1% 200mL 1袋	プラスチックバッグ	約208mL	約150mL	410mL	—	
	ドバミン塩酸塩点滴静注600mgキット「KCC」	0.3% 200mL 1袋	プラスチックバッグ	約208mL	約150mL	410mL	—	
	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	100mg 5mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	7.5±0.6mm	
ハ	ハルトマン液「コバヤシ」	500mL 1瓶	プラスチックボトル	約520mL	通気針なし:約45mL	約770mL	—	
	ハルトマン液「コバヤシ」	500mL 1袋	ポリエチレンソフトバッグ(FC)	約525mL	約210mL	約780mL	—	
	パンテチン注200mg「KCC」	200mg 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.5±0.5mm	
	パンテノール注100mg「KCC」	100mg 1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.5±0.5mm	
	パンテノール注250mg「KCC」	250mg 1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.5±0.5mm	
	パンテノール注500mg「KCC」	500mg 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.5±0.5mm	
	ピタC注10%	100mg 1mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	5.5±0.5mm	
	ピタC注25%	500mg 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.5±0.5mm	
	光糖液5%	100mL 1本	プラスチックボトル	104±2mL	通気針なし:5mL	166mL	—	
	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30mg 2mL 1管	ガラスアンプル	—	—	—	6.0±0.5mm	
	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20mL 1管	ポリエチレンアンプル(ツイストルアー)	—	—	—	4.6mm	
	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」	20mL 1管	ポリエチレンアンプル(ツイストルアー)	—	—	—	4.6mm	
ラ	リネソリド点滴静注液600mg「KCC」	600mg 300mL 1袋	プラスチックバッグ	約309mL	約100mL	430mL	—	
	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「KCC」	500mg 100mL 1袋	プラスチックバッグ	約108mL	約110mL	240mL	—	